

# LEINA-WERKE GmbH

EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

## Neuheiten



## Erste-Hilfe-Koffer LEINA Pro Safe und Pro Safe plus

Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste-Hilfe-Material. DIN-Normen wie die DIN 13157 und die DIN 13169 beinhalten lediglich die Materialien zur Grundversorgung der Verletzten. Mit der neuen Serie LEINA Pro Safe und LEINA Pro Safe plus erhalten Sie für den gewerblichen wie den schulischen und privaten Bereich eine spezifische Erste-Hilfe-Ausstattung.

### Übersicht über die Regelung der Erste-Hilfe Richtlinien bezüglich Einsatz Erste-Hilfe-Material

Art der Arbeitsstätte	Zahl der Beschäftigten	Verbandkasten / -koffer	
		DIN 13157	DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	
	ab 51 - 300		1
	je weitere angefangene 300 Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	
	ab 21 - 100		1
	je weitere angefangene 100 Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 - 10	1	
	ab 11 - 50		1
	je weitere angefangene 50 Beschäftigte zusätzlich		1
Schulen und Kindergärten		1	

Verbandkästen / -koffer sind auch im Außendienst einsetzbar.



### LEINA Erste-Hilfe-Koffer Pro Safe branchenspezifische Sicherheit

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inklusive 1 Arretierung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinrichtung durch Trennsteg, plombierbar.  
Farbe: fluoreszierendes orange, Druck: schwarz / weiß  
Maße: 310 x 130 x 210 mm  
Inhalt: **DIN 13157** plus branchenspezifischer Zusatzausstattung

<b>REF 21100</b>	Baustelle	<b>REF 21108</b>	Lebensmittel & Gastronomie
<b>REF 21101</b>	KFZ-Werkstatt	<b>REF 21109</b>	Elektro
<b>REF 21102</b>	Kinder	<b>REF 21112</b>	Büro & Verwaltung
<b>REF 21103</b>	Holzverarbeitung	<b>REF 21113</b>	Kultur & Veranstaltung
<b>REF 21104</b>	Land- & Forstwirtschaft	<b>REF 21114</b>	Hotel & Pension
<b>REF 21105</b>	Chemie	<b>REF 21115</b>	Heim & Garten
<b>REF 21106</b>	Sport & Freizeit	<b>REF 21116</b>	Hygiene & Desinfektion
<b>REF 21107</b>	Metall		

Die oben genannten Koffer gibt es auch in der Ausführung für Österreich mit der **ÖNORM Z1020 Typ I**

<b>REF 38100</b>	Baustelle	<b>REF 38108</b>	Lebensmittel & Gastronomie
<b>REF 38101</b>	KFZ-Werkstatt	<b>REF 38109</b>	Elektro
<b>REF 38102</b>	Kinder	<b>REF 38110</b>	Büro & Verwaltung
<b>REF 38103</b>	Holzverarbeitung	<b>REF 38111</b>	Kultur & Veranstaltung
<b>REF 38104</b>	Land- & Forstwirtschaft	<b>REF 38112</b>	Hotel & Pension
<b>REF 38105</b>	Chemie	<b>REF 38113</b>	Heim & Garten
<b>REF 38106</b>	Sport & Freizeit	<b>REF 38114</b>	Hygiene & Desinfektion
<b>REF 38107</b>	Metall		

## LEINA Erste-Hilfe-Koffer Pro Safe plus

branchenspezifische Sicherheit

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inklusive 2 Arretierungen, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinrichtung durch Trennstege, plombierbar.  
 Farbe: fluoreszierendes orange, Druck: schwarz / weiß  
 Maße: 400 x 150 x 300 mm  
 Inhalt: **DIN 13169** plus branchenspezifischer Zusatzausstattung

<b>REF 21120</b>	Baustelle	<b>REF 21128</b>	Lebensmittel & Gastronomie
<b>REF 21121</b>	KFZ-Werkstatt	<b>REF 21129</b>	Elektro
<b>REF 21122</b>	Kinder	<b>REF 21132</b>	Büro & Verwaltung
<b>REF 21123</b>	Holzverarbeitung	<b>REF 21133</b>	Kultur & Veranstaltung
<b>REF 21124</b>	Land- & Forstwirtschaft	<b>REF 21134</b>	Hotel & Pension
<b>REF 21125</b>	Chemie	<b>REF 21135</b>	Heim & Garten
<b>REF 21126</b>	Sport & Freizeit	<b>REF 21136</b>	Hygiene & Desinfektion
<b>REF 21127</b>	Metall		



Die oben genannten Koffer gibt es auch in der Ausführung für Österreich mit der **ÖNORM Z1020 Typ II**

<b>REF 38120</b>	Baustelle	<b>REF 38128</b>	Lebensmittel & Gastronomie
<b>REF 38121</b>	KFZ-Werkstatt	<b>REF 38129</b>	Elektro
<b>REF 38122</b>	Kinder	<b>REF 38130</b>	Büro & Verwaltung
<b>REF 38123</b>	Holzverarbeitung	<b>REF 38131</b>	Kultur & Veranstaltung
<b>REF 38124</b>	Land- & Forstwirtschaft	<b>REF 38132</b>	Hotel & Pension
<b>REF 38125</b>	Chemie	<b>REF 38133</b>	Heim & Garten
<b>REF 38126</b>	Sport & Freizeit	<b>REF 38134</b>	Hygiene & Desinfektion
<b>REF 38127</b>	Metall		

Alle Inhalte der branchenspezifischen Koffer erhalten Sie auf Anfrage.



## Pflastersets in Faltschachteln

in verschiedenen Ausführungen, wasserfest, elastisch, detektierbar, non-woven



### REF 75400 Pflasterset "Elastisch"

Inhalt: 10 Stück Pflaster, elastisch, lose  
Wundschnellverband 10 cm x 6 cm



### REF 75401 Pflasterset "Kinder"

Inhalt: 20 Stück Pflaster mit bunten Motiven, wasserabweisend, einzeln verpackt  
10 Stück: Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm  
2 Stück: Pflasterstrips 3,8 cm x 7,2 cm  
5 Stück: Pflasterstrips 0,9 cm x 4 cm  
3 Stück: Rundpflaster 2,3 cm



### REF 75402 Pflasterset "Universal"

Inhalt: 20 Stück Pflaster, wasserabweisend, einzeln verpackt  
9 Stück: Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm  
6 Stück: Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm  
2 Stück: Pflasterstrips 5,0 cm x 7,2 cm  
3 Stück: Rundpflaster 2,3 cm



### REF 75403 Pflasterset "Finger"

Inhalt: 16 Stück Pflaster, elastisch, einzeln verpackt  
4 Stück: Fingerkuppenverband 4 cm x 7 cm  
4 Stück: Fingerkuppenverband 4,5 cm x 8 cm  
4 Stück: Fingergelenkverband 3,8 cm x 7,5 cm  
4 Stück: Fingerverband 12 cm x 2 cm



### REF 75404 Pflasterset "Detektierbar"

Inhalt: 20 Stück Pflaster, detektierbar, elastisch, einzeln verpackt  
8 Stück: Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm  
6 Stück: Fingerkuppenverband 4,5 cm x 8 cm  
6 Stück: Fingerverband 18 cm x 2 cm



### REF 75405 Pflasterset "Sensitiv"

Inhalt: 20 Stück Pflaster, non-woven, einzeln verpackt  
12 Stück: Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm  
8 Stück: Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm