

Inhaltsverzeichnis | ÖNORM V 5100

Ausgabe 2007-04-01

Menge	Bezeichnung	Größe	Ausführung
2	Dreiecktücher	ÖNORM K2122	Vlies, einzeln verpackt
2	Wundkomresse	10 cm x 10 cm	einzeln steril
1	Heftpflasterpflaster auf Spule	1,25 cm x 1 m	mit Schutzring
5	Pflasterstrips	6 cm x 1,9 cm	einzeln verpackt
1	Rettungsdecke	160 x 210 cm	gold/silber
1	Verbandschere	ÖNORM K2121	19 cm mit Kunststoffgriffen
4	Vinyl-Schutzhandschuhe	DIN EN 455	Größe L
1	Einmal Notfallbeatmungshilfe	DIN 13154	
1	Verbandpäckchen	G = groß	einzeln steril
1	elastische Mullbinde	8 cm x 4 m	Fixierbinde cellophaniert
1	Inhaltsverzeichnis		
1	Erste-Hilfe-Anleitung		