

Inhaltsverzeichnis | ÖNORM Z 1020 Typ 1

Ausgabe 2006-12-01

Menge	Bezeichnung	Größe	Ausführung
2	Dreiecktücher	ÖNORM K2122	Vlies, einzeln verpackt
6	Wundkompressen	10 cm x 10 cm	einzeln steril
1	Verbandtuch	40 cm x 60 cm	einzeln steril
1	Heftpflaster auf Spule	2,5 cm x 5 m	mit Schutzring
20	Pflasterstrips	6 cm x 1,9 cm	einzeln verpackt
6	Wundschnellverband-EL	6 cm x 10 cm	einzeln verpackt
2	Verbandpäckchen	M = mittel	einzeln steril
2	Verbandpäckchen	G = groß	einzeln steril
2	elastische Mullbinden	6 cm x 4 m	Fixierbinde cellophaniert
2	elastische Mullbinden	8 cm x 4 m	Fixierbinde cellophaniert
2	elastische Mullbinden	10 cm x 4 m	Fixierbinde cellophaniert
1	Fixierbinde selbsthaftend	8 cm x 4 m	cellophaniert
2	Fingerschnellverbände	3 cm x 3 cm	einzeln verpackt
2	Lederfingerlinge	mit Haltebändern	
1	Rettungsdecke	160 x 210 cm	silber/gold
1	Verbandschere	ÖNORM K2121	19 cm mit Kunststoffgriffen
6	Vinyl-Schutzhandschuhe	DIN EN 455	
1	Einmal Notfallbeatmungshilfe	DIN 13154	
1	Splitterpinzette	8 cm	rostfrei
1	Erste-Hilfe-Anleitung	DIN A 6	
1	Inhaltsverzeichnis		