

Inhaltsverzeichnis | DIN 13157

Ausgabe 2021-11

Austauschpflichtige Teile sind fett markiert.

Menge	Bezeichnung
1	Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm
1	Set á 12 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm
1	Pflasterset 30-teilig: 6 Fingerkuppenverband 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm 6 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm 12 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1	Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril
3	Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril
1	Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril
1	Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril
3	Pa.á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril
2	Augenkomresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril
1	Kälte-Sofortkomresse
1	Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold
2	Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert
2	Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert
2	Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies
1	Schere DIN 58279-B 190
2	Folienbeutel 30 cm x 40 cm
1	Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm
1	Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455
4	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut
2	Gesichtsmasken, mi. Typ I, nach DIN EN 14683
1	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Pflasterartikel sollten jährlich auf Klebbarkeit überprüft werden.