

Inhaltsverzeichnis DIN 14142

Ausgabe 2025-03

Menge	Bezeichnung
2	Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,5 cm
2	Set im Druckverschlussbeutel: 12 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm
2	Pflasterset im Druckverschlussbeutel 30-teilig: 6 Fingerkuppenverband 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm 6 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm 12 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
2	Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril
6	Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril
4	Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril
6	Pck. à 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril
3	Verbandtuch 60 cm x 80 cm, einzeln steril
4	Rettungsdecke silber/gold, 160 cm x 210 cm
2	Augenkompressen 5 cm x 7 cm, einzeln steril
10	Fixierbinde 6 cm cello DIN 61634-FB-6, 4 m gedehnt
10	Fixierbinde 8 cm cello DIN 61634-FB-8, 4 m gedehnt
4	Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies
2	Erste Hilfe-Schere 19 cm DIN 58279-B 190
1	Pinzette 8 cm
2	Sofort-Kälte-Kompresse
1	Kompressionsbinde (Universalbinde) 5 m x 8 cm cello
1	Einmal-Notfallbeatmungshilfe PRIMUS DIN 13154
10	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut
2	Folienbeutel 30 cm x 40 cm
3	Btl. à 4 Erste Hilfe-Handschuhe DIN EN 455
3	Btl. á 2 Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683
1	Anleitung zur Ersten Hilfe DIN A 6